

### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Formato (Test/kit)	Codice	Composizione
-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">REF</span> B47182290	3 flaconi x 1 ml

#### Uso Consigliato

Il presente kit è destinato alla calibrazione per la determinazione quantitativa della Proteina C Reattiva nel siero e nel plasma umano con analizzatori automatici, in associazione ai kit immunoturbidimetrici e alle procedure applicative stabilite da Sclavo Diagnostics International. SOLO PER USO PROFESSIONALE.

#### Caratteristiche del calibratore

Il calibratore è prodotto da un pool di sieri umani, stabilizzati, ed eventualmente arricchito di proteine altamente purificate, per ottenere adeguati livelli di concentrazione.

#### Composizione del kit

Il set di calibrazione PCR è composto da tre flaconi da 1 ml a singola concentrazione.

#### Assegnazione dei valori e tracciabilità

I valori teorici sono stati calcolati sulla base di risultati ottenuti su analizzatori biochimici automatici Sclavo Diagnostics con reagenti Sclavo Diagnostics. I risultati delle concentrazioni ottenute sono da riferirsi all'uso di Standard internazionali di riferimento. Il valore assegnato è riferibile allo standard internazionale IRMM "ERM-DA470". La concentrazione indicata è lotto dipendente ed il valore esatto è specificato nella sottostante tabella.

#### Preparazione, conservazione e stabilità

Il calibratore è liquido, pronto all'uso. È stabile fino alla data di scadenza riportata sui singoli flaconi se conservati chiusi ad una temperatura compresa tra 2 e 8°C.

#### PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- I reagenti e i materiali di rifiuto sono smaltiti conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di rifiuti o alle disposizioni nazionali o regionali.
- Oltre alle indicazioni sui rischi relative ai componenti attivi, i reagenti possono contenere componenti non attivi quali conservanti e detergenti. La concentrazione totale di questi componenti è inferiore ai limiti stabiliti dalla Regolamento 1272/2008 CE e successive modifiche e aggiunte.
- Si raccomanda di manipolare il reagente conformemente alle norme di buona prassi di laboratorio e di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale.
- Non usi il reagente se è visibilmente degradato (ad es. presenza di corpuscoli) dopo ricostituzione.
- Tutti i campioni umani sono manipolati ed eliminati come materiale potenzialmente infettivo. I sieri sono stati testati e sono risultati negativi per la presenza di HbsAg,

e anche per gli anticorpi anti-HIV 1 e 2 e anti-HCV. Dato che nessun metodo conosciuto può garantire che agenti infettivi siano assenti, questi reattivi devono essere manipolati con le precauzioni richieste per ogni campione di siero o sangue potenzialmente infetto (livello di contenimento del rischio biologico: 2).

- Il kit deve essere utilizzato solo da personale tecnico qualificato e adeguatamente formato.
- Le diagnosi sono effettuate esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.
- Rispettare le direttive nazionali in materia di sicurezza sul lavoro e garanzia della qualità.
- Utilizzare attrezzature conformi alle normative vigenti.

#### Avvertenze





Non utilizzare il calibratore in presenza di anomalie od evidenti alterazioni. Agitare per inversione prima dell'uso. Il siero contiene sodio azide 0,09% che può reagire con piombo e rame formando depositi esplosivi di metallo azidi. Per l'eliminazione diluire con adeguata quantità di acqua.

#### Procedura

Il calibratore deve essere trattato alla stessa stregua dei campioni in esame e secondo il protocollo analitico consigliato. Variazioni dei procedimenti analitici o della composizione dei reagenti possono alterare significativamente l'accuratezza.

#### Segnalazione di incidenti gravi

Si prega di informare il produttore (tramite il proprio distributore) e l'autorità competente dello stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito l'utente e/o paziente, dei casi di incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo. Per altre giurisdizioni, le segnalazioni di incidenti gravi devono essere effettuate in conformità con i requisiti normativi. Segnalando incidenti gravi, aiuti a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza del dispositivo medico diagnostico in vitro.


Simboli utilizzati in IFU e Packaging			
<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">IVD</span>	Dispositivo medico diagnostico in		Fabbricante
<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">REF</span>	Numero di catalogo		Istruzioni per l'uso
<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">LOT</span>	Numero del lotto		Temperatura di conservazione
	Data di scadenza		

REVISIONE	DATA	CHANGE
Rev. F	10/2024	Eliminazione linea Chemilab

### Valori di calibrazione per l'analita

Descrizione	Sigla	Valore	Unità
PROTEINA C REATTIVA	PCR	<b>252</b>	mg/L

LOT **25/001**

 **01/04/2027**

 **+2/+8 °C**



**APPLICAZIONI PER LINEA DI STRUMENTAZIONE**
**SISTEMA KONELAB - INDIKO**

DESCRIZIONE	Codice	Valore	Unità	Dil 1	Dil 2	Dil 3	Dil 4	Dil 5
PROTEINA C REATTIVA	PCR	<b>252</b>	mg/L	1+9	1+5	1+2	1+1	1+0

**SISTEMA OPEN**

DESCRIZIONE	Codice	Valore	Unità	Dil 1	Dil 2	Dil 3	Dil 4	Dil 5
PROTEINA C REATTIVA	PCR	<b>252</b>	mg/L	1/8	1/4	1/3	1/2	1/1

